

## Vartojimo instrukcija

### **Bepanthen® Eye akių lašai** **0,15 % natrio hialuronato ir 2 % dekspantenolio**

#### **APRAŠYMAS**

Pavartojus Bepanthen® Eye akių lašus, ant ragenos susidaro sterilus, konservantų neturintis, viskoelastinis, skaidrus apsauginis sluoksnis. Bepanthen® Eye akių lašų sudėtyje yra natrio hialuronato (hialurono rūgšties natrio druskos). Dėl savo fizinių savybių ši medžiaga, nesutrikdydama regėjimo, ant akies epitelinio sluoksnio suformuoja vienodą, stabilų, ilgai išliekantį apsauginį sluoksnį. Be to, Bepanthen® Eye akių lašų sudėtyje yra provitamino B5 (dekspantenolio). Dekspantenolis, gebėdamas prisijungti didelį vandens kiekį, drėkina bei saugo akis ir sustiprina natrio hialuronato savybę sulaikyti drėgmę.

Natrio hialuronatas (stabilizuoja ašarų plėvelę) ir dekspantenolis (maitina, ramina) saugo ir drėkina akies paviršių ir padaro jį slidžiu.

Tokiu būdu Bepanthen® Eye akių lašai ilgam sumažina diskomfortą, susijusį su:

- mechaniniu stresu, pvz., atsiradusiu dėl kietųjų ar minkštųjų kontaktinių lęšių arba dėl akies diagnostinių procedūrų;
- stresu dėl aplinkos poveikio, pvz., dėl oro kondicionieriaus, vėjo, šalčio, sausumo ar oro užterštumo, pvz., cigarečių dūmais;
- stresu akims dėl intensyvaus žiūrėjimo, pvz., dėl darbo kompiuteriu, mikroskopu arba dėl ilgai trunkančio vairavimo.

Bepanthen® Eye akių lašų sudėtyje nėra konservantų, todėl šie lašai gerai toleruojami, net jei vartojami ilgą laiką.

Bepanthen® Eye akių lašai tinka asmenims, nešiojantiems kontaktinius lęšius. Akių lašų vartojimo metu kontaktinių lęšių išsiimti nereikia.

#### **VARTOJIMAS**

Nuplėškite vienadozę talpyklę. Įsitikinkite, kad vienadozė talpyklė nepažeista. Norėdami atidaryti, pasukite plokščią vienadozės talpyklės galą (netraukite). Atloškite galvą truputį atgal, žiūrėdami į viršų švelniai patraukite apatinį voką nuo akies ir įlašinkite vieną lašą į akies junginės maišelį. Lašinti reikia 3-5 kartus per parą. Lėtai užmerkite akis, kad skystis tolygiai pasiskirstytų ant akies paviršiaus. Jeigu diskomfortas nesumažėja arba padidėja, kreipkitės į gydytoją oftalmologą!



#### **SUDĖTIS**

1 ml yra: natrio hialuronato (0,15 %), dekspantenolio (2 %), natrio chlorido, natrio citrato, citrinų rūgšties, injekcinio vandens.

#### **PAKUOTĖS DYDIS**

Tiekiami pakuočių dydžiai: vienadozė talpyklė, 10 × 0,5 ml/ 20 × 0,5 ml/ 40 × 0,5 ml/ 60 × 0,5 ml.

## ATSARGUMO PRIEMONĖS IR ĮSPĖJIMAI

- Jeigu yra pažeista vienadozė talpyklė ar maišelis, vartoti negalima.
- Nelieskite akių su vienadoze talpykle.
- Jeigu yra alergija bet kuriai sudėtinei medžiagai, vartoti negalima. Labai retais atvejais akių lašų vartojimas gali sukelti sudirginimą labai jautrioms akims.
- Tik vienkartiniam vartojimui; Bepanthen® Eye akių lašų sudėtyje nėra konservantų, todėl iš karto po atidarymo nesuvartotą tirpalą reikia išmesti.
- Jeigu papildomai vartojate kitus akių lašus ar akių tepalą, po jų vartojimo turi būti bent 15 minučių pertrauka. Bepanthen® Eye akių lašus visuomet lašinkite paskutinius.
- Jeigu yra akių uždegimas ar pažeidimas, vartoti negalima.
- Pavartojus akių lašų, regėjimas gali trumpam tapti neryškus; vairuoti ir valdyti mechanizmų negalima, kol atsistatys įprastas Jūsų regėjimas.
- Pasibaigus tinkamumo laikui, vartoti negalima. Jis nurodytas ant kiekvienos vienadozės talpyklės, maišelio ir kartoninės dėžutės.

## LAIKYMAS

Laikyti 2–25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti. Vienadozės talpyklės ir maišelius laikyti dėžutėje, kad jie būtų apsaugoti nuo šviesos.

**LOT**

Serijos numeris ir



galiojimo laikas yra nurodyti ant vienadozės talpyklės.

**STERILE A**

Pagaminta aseptinėmis sąlygomis.



Tik vienkartiniam vartojimui.



Aprašymą ir vartojimo būdą žr. vartojimo instrukcijoje.



Laikymo temperatūra.



Jeigu yra pažeista vienadozė talpyklė ar maišelis, vartoti negalima.



### Gamintojas

Penta Arzneimittel GmbH  
Werksstraße 3  
92551 Stulin  
Vokietija

### Platintojas Lietuvoje

UAB „Bayer“  
Sporto 18  
LT-09238 Vilnius  
Lietuva

CE 0483

Informacija paruošta: 03/2017.